













## Spécifications

Tableau 3.1 : *Spécifications générales*

<b>Spécification</b>	<b>Valeur</b>	<b>Remarque</b>
Transmission	>50% pour chaque canal	testé avec un cœur de 200 µm, fibre ON 0,22
Gamme de longueurs d'onde	450-650 nm	
Variation	±3% de la moyenne par canal	testé avec un cœur de 200 µm, fibre ON 0,22
Couple de démarrage	<3mN.m	Valeur typique, trop élevée pour une utilisation avec des souris
Entrée	ON 0,22	-
Sortie	ON 0,22	-
Type de Fibre	200 µm core, ON 0,22	-
Diamètre extérieur	63,5 mm	-
Longueur	mm	-
Masse	163 g	-

Tableau 3.2 : *Spécifications environnementales recommandées*

<b>Spécifications</b>	<b>Fonctionnement</b>	<b>Stockage</b>
Utilisation	Intérieur	Intérieur
Température	20 °C à 30 °C	-20 °C à 60 °C
Humidité	40 - 60 % H.R., sans condensation	40 - 60 % H.R., sans condensation

## Soutien

### 4.1 Maintenance

Le produit ne nécessite aucun entretien. Ne pas ouvrir le boîtier. Contactez Doric Lenses pour obtenir des instructions de retour si l'appareil ne fonctionne pas correctement et doit être réparé.

### 4.2 Garantie

Ce produit est garanti pour une période de 12 mois. Contactez Doric Lenses pour obtenir les instructions de retour. Cette garantie ne s'applique pas si l'appareil est endommagé ou doit être réparé à la suite d'une mauvaise utilisation ou d'un fonctionnement en dehors de les conditions énoncées dans ce manuel. Pour plus d'informations, consultez notre [site Internet](#).

### 4.3 Contactez nous

Pour toute question ou commentaire, n'hésitez pas à nous contacter par :

**Téléphone** 1-418-877-5600

**Courriel** [sales@doriclenses.com](mailto:sales@doriclenses.com)

The logo for Doric Lenses, featuring the word "doric" in a lowercase, sans-serif font. The letter "o" is stylized with a white highlight on its left side, giving it a three-dimensional appearance.

**2022 DORIC LENSES INC**

357 rue Franquet - Québec, (Québec)  
G1P 4N7, Canada

Téléphone : 1-418-877-5600 - Fax : 1-418-877-1008 1-418-877-5600 - Fax : 1-418-877-1008

[www.doriclenses.com](http://www.doriclenses.com)