Mini-cubes à fluorescence intégrée (iFMC et iFMC)

Différences entre la 1re et la 2e génération


Modèle illustré : iFMC6_IE(400-410)_E1(460-490)_F1(500-540)_E2(555-570)_F2(580-680)_S

Génération 1

Inchangé :
- Port d'échantillon
- Ports d'excitation et d'opsines

Modifié :
- Sortie du signal
- Commandes de l'amplificateur
- Interrupteur d'alimentation

Génération 2



Avant

Retour

Modèle illustré : iFMC6-G2_IE(400-410)_E1(460-490)_F1(500-540)_E2(555-570)_F2(580-680)_S

Améliorations

- Les amplificateurs sont désormais intégrés au cube pour un encombrement plus compact
- Entrée d'alimentation unique et interrupteur d'alimentation pour les cubes à détecteurs multiples
- Les commandes des amplificateurs sont situées près de leur canal correspondant
- Plus besoin de câbles M5

© 2020 Doric Lenses Inc