








Type IFMC/ILFMC






F800-4042
PR_5 PCE FDA PLAQUE DE BASE

UTILISEZ CETTE PLAQUE ADAPTRICE POUR FACILEMENT
MONTER LA NOUVELLE FDA SUR UN EXISTANT
RACK DE PHOTOMÉTRIE. LA PHOTOMÉTRIE
La baie a été mise à jour, donc cette plaque est
Non requise sur les nouvelles commandes.



Type Nouveau port



Type FDA

Dimensions en mm
À titre d'information uniquement

PROPRIÉTAIRE

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DESSIN SONT LA PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE **Doric Lenses Inc.**. TOUTE REPRODUCTION PARTIELLE OU INTÉGRALE SANS L'AUTORISATION ÉCRITE DE **Doric Lenses Inc.** EST INTERDIT.

NE PAS METTRE CE DESSIN À L'ÉCHELLE

357 rue Franquet, Québec, QC
G1P 4N7, Canada ;
Tél. : 418 877 5600 ;
doriclenses.com ;

TITRE:

PR-5

N° DESSIN.

D460-0101

31-07-2017